

Virtua[®] E

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



CODONICS

Definiendo la Distribución de su Imagen

Virtua® E

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



Descripción / Perspectiva General

El Virtua E es el complemento perfecto, económico y fácil de utilizar para distribuir su imagen desde cualquier modalidad. Su diseño compacto integra un procesador avanzado para recibir y utilizar los estudios, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una interfaz fácil de utilizar. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos.
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco**
- La pantalla táctil intuitiva convierte a los novatos en expertos en cuestión de minutos
- Mensajes narrados proveen de un completo status al simple toque de un botón
- Interfaz de usuario disponible en castellano
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)**
- Su diseño ultra compacto facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los estándares de la industria, incluyendo DICOM parte 10, IHE, PDI y logs auditables HIPAA compliance

*no todos los visores son estándar

**características opcionales



CODONICS

We bring the future into focus

Especificaciones

Entrada de CDs/DVDs:	Una bandeja de entrada de 20 discos
Salida de CDs/DVDs:	Una Contenedor de salida de 25 discos
Grabadores Óptico:	Un grabador de CD/DVD
Formatos de grabación:	CD-R, DVD-R
Impresión de Carátulas:	Inkjet (Inyección de Tinta)
Resolución de Impresión:	Hasta 4800 dpi
Cartucho de Tinta:	Un cartucho de tinta color (CMY)
Interfaz de Usuario:	Acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
Rendimiento:***	Hasta 25 CDs/hora, 10 DVDs/hora
Almacenamiento de Datos:	40 GB
Interfaz:	10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocolos de Red:	DICOM Store SCP DICOM query/retrieve (opcional) Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
Smart Drive:	Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración
Alimentación Eléctrica:	Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 175 VA (potencia registrada)****
Dimensiones:	410 x 270 x 140 mm (16.1 x 10.6 x 5.5 in)

Interfaz de Usuario en Pantalla Táctil



Regulatorio:

Cumple con todas las normativas requeridas para dispositivos médicos, incluyendo Clase I de la FDA y Clase I del MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Clase B y IEC 60601-1-2: Ed. 4 para Centros de Salud.

Specializes in the research and development, manufacturing, sales and service of technologically advanced medical devices, which products cover medical imaging, cardiovascular and peripheral minimally invasive surgery, anesthesia, intensive care and other departments, and vaccine syringes (such as the luer-lock type for Covid-19).



911 SW 3RD ST APTI, MIAMI, FL 33130-2227

+786-9201598

sales@globalmedica.us